

Simpleware ScanIP Tarkvara kasutusjuhend

Versioon O-2018.12

Viimati muudetud: veebruar 2019 (redaktsioon nr 1.4).

See dokument on tarkvara Simpleware ScanIP põhikasutusjuhendi elektrooniline koopia.

Üksikasjalikud juhised leiata viitejuhendist.

Tarkvara Simpleware ScanIP kirjeldus

Simpleware™ ScanIP pakub kujutisetötluse põhiliidest, millele on saadaval lisamoodulid lõplike elementide mudeli koostamiseks, CAD-failide integreerimiseks, NURBS-eksportimiseks ja materjali omaduste arvutamiseks. Simpleware ScanIP on tarkvara, millele on saadaval erinevaid mooduleid, mis töötavad nimetatud tarkvarasse integreeritult, mitte iseseisvana.

Näidustused

ScanIP on ette nähtud kasutamiseks tarkvaraliidesena ja pildisegmentimise süsteemina kujutisandmete ülekandmisel meditsiinilisel skannerist, nagu kompuutertomograafist või magnetresonantstomograafist, väljundfaili. See on ette nähtud kasutamiseks ka tarkvarana kirurgiliste ravivõimaluste simuleerimisel/hindamisel enne operatsiooni. ScanIP pole ette nähtud kasutamiseks mammograafias.

Hoiatused ja soovitused

See toode on mõeldud ainult kutsealaseks kasutuseks ja seda peaksid kasutama ainult asjakohase väljaõppega tehnikud, kes valdavad professionaalsel tasemel inglise keelt.

Tarkvara Simpleware ScanIP kasutajaliides on ingliskeelne.

Väljundit peab kontrollima vastutav arst.

Simpleware ScanIP suudab meditsiiniliste pildifailide (nt DICOM-failide) importimisel neis sisalduvaid andmeid töödelda, salvestada või hüljata. Importimisprotsess võib hõlmata erinevaid andmeedastusmeetodeid, muu hulgas USB, CD/DVD, kettadraiv või serveripõhised salvestussüsteemid nagu PACS. Kui sellised failid sisaldavad patsiendi isikuandmeid, vastutavad lõppkasutajad isikuandmete asjakohast töötlemist käsitlevate kohalike õigusaktide järgimise – nt HIPAA (USA) ja GDPR (EU) – ja mis tahes andmete hülgamise eest, kui see on vajalik. Palun lugege vastavat jaotist viitejuhendis, et saada teavet selle kohta, kuidas isikuandmeid salvestatakse ja rakenduses Simpleware ScanIP kasutatakse, et tagada kasutamise nõuetekohasus.

Tarkvara Simpleware ScanIP on soovitatav kasutada riistvara- ja/või võrgukeskkonnas, kus on juurutatud asjakohased küberturbemeetmed, sh kasutatakse viirusetõrje tarkvara ja tulemüüri.

Täpsus

Tarkvara Simpleware ScanIP kujutisetötluse ja 3D-võrgu arvutamise algoritmid arvestavad pinnatäpsuse parandamiseks osalise mahu efekte. Rekonstrueeritud 3D-pinna maksimaalne hälve on tüüpiliselt ½ vokslisuurusest.

Märkus: mudeli täpsus oleneb kujutisandmete eraldusvõimest ja skanni kvaliteedist. Simulatsioonimudeli täpsus oleneb ka kasutaja nõudmistest ja valitud simulatsioonitarkvarast.

Pinnarekonstruktsioonis leidub hälbeid teravate servade juures, sest neid on keeruline rekonstrueerida mis tahes kujutisepõhise 3D-võrgu arvutamise meetodiga. Pinnarekonstruktsiooni täpsust mõjutab ka skannitud kujutiste liigne müra.

Muud võimalused selle teabe vaatamiseks ja hädaolukorrad

Tarkvara Simpleware ScanIP lõppkasutajad saavad küsida selle dokumendi tasuta paberkoopiat. Selleks kirjutage aadressil simpleware@synopsys.com.




Kui teil tekib küsimusi hädaolukorras, helistage numbril +44(0)1392 428750.

Juhul, kui see dokument pole ajutiselt Synopsysi veebisaidil kättesaadav või teil puudub ajutiselt juurdepääs internetile või teil pole võimalik kasutada ajutiselt oma asutusele antud juurdepääsuõiguseid, soovime tarkvara kasutamise ajutiselt katkestada, kuni juurdepääs on täielikult taastatud, kui teil pole just selle dokumendi paberkoopiat.

Selle seadmega seotud ettenähtavaid meditsiinilisi hädaolukordi pole. Kui usute, et seade on põhjustanud otseselt või kaudselt patsiendile vigastuse või tema surma, võtke viivitamatult ühendust aadressil simpleware@synopsys.com või helistage numbril +44(0)1392 428750.

Dialoogisümbolid

Simpleware ScanIP kasutab infodialoogides kindlaid standardsümboleid (ikoone). Järgmises tabelis on toodud teave iga sümboliga seotud ohu raskusastmega.

Sümbol	Tähendus
	<ul style="list-style-type: none">Näpunäide või teave.Ohutase: madal.Kuvatav teave võib olla kasulik, kuid selle ignoreerimisel on patsiendile vigastuse või tema surma põhjustamise oht väga madal.
	<ul style="list-style-type: none">Hoiatus või potentsiaalne väärkasutus.Ohutase: keskmine.Kuvatav teave on seotud toiminguga, mis õnnestus, kuid kasutaja peab olema teadlik üksikasjadest, mis võivad viidata soovimatutele kõrvalmõjudele.
	<ul style="list-style-type: none">Viga / toimingu ebaõnnestumine.Ohutase: madal.Toiming ebaõnnestus. Soovimatute kõrvalmõjude oht puudub, kuigi tulemus on negatiivne.

Kasutusjuhised

Tarkvara Simpleware ScanIP käivitamine

Kui olete tarkvara oma arvutisse installinud, tehke topeltklõps töölaual oleval tarkvara Simpleware ScanIP ikoonil. Teise võimalusena võite klõpsata tegumiribal Windowsi ikoonil ja valida **Synopsys > Simpleware ScanIP O-2018.12**.

Viitejuhendi avamiseks tuleb klõpsata nuppu „Spikker“ tervituslehel, mis avaneb pärast rakenduse Simpleware ScanIP käivitamist.

Tarkvara Simpleware ScanIP kasutust ohjatakse litsentsivõtme failiga, mis võib olla seotud kindla seadmega või olla ujuvlitsents. Kummagi litsentsimisvõimaluse häälestamisjuhised leiате **viitejuhendist**. Kõik vajalikud tarkvarainstallerid (toote ja litsentsimistööriistade omad) ning litsentsivõtmed saate alla laadida **SolvNet** (<https://solvnet.synopsys.com>). Juhime tähelepanu sellele, et SolvNetile saab juurdepääsu ainult tarkvara Simpleware ScanIP aktiivse litsentsi korral.

Toetatud operatsioonisüsteemid

- Windows 7*
- Windows 10*†
- Windows Server 2008 R2*
- Windows Server 2012*
- Windows Server 2016*
- 32- või 64-bitise Linux'i litsentsimistöriistad

*Toetatud on ainult nende operatsioonisüsteemide 64-bitised versioonid.

†Simpleware ScanIP on sellel operatsioonisüsteemil täielikult katsetatud.

Soovituslikud nõuded süsteemile

Operatsioonisüsteem	Riistvara
<ul style="list-style-type: none">• Windows 10• Windows Server 2016 <p>Toetatud on ainult 64-bitised operatsioonisüsteemid.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Protsessor: Intel Core i7 või samaväärne• Muutmälu (RAM): 16 GB või rohkem**• Graafikakaart: OpenGL 3.2 liidesega ühilduv ja 1024 MB VRAM-iga tööjaama klassi graafikakaart• Monitor lahutusvõime: 1920 x 1080; loomutruu värvussügavus (32-bitine) või kõrgem• Kettaruum: 100 GB <p>** Ruumesitlusega visualiseerimisel on soovitatav, et masinal oleks kaks korda rohkem muutmälu kui on andmekomplekti suurus, ning masinal peaks olema andmekomplekti suurusest 4 kuni 8 korda rohkem muutmälu segmentimiseks, 3D-võrgu arvutamiseks jms. Nõutud muutmälu maht oleneb suuresti kujutisandmete ja analüüsitava mudeli suurusest ning keerukusest. Kui teil on mis tahes muid konkreetseid küsimusi, võtke ühendust Simpleware'i kasutajatoega.</p>

Tootja kontaktandmed



Simpleware ScanIP O-2018.12

Toodetud aastal 2018 Synopsys Simpleware Product Groupi poolt

Synopsys (Northern Europe) Ltd.

Bradninch Hall, Castle Street, Exeter, EX4 3PL, Ühendkuningriik

Tel: +44(0)1392 428750

E-post: simpleware@synopsys.com



Simpleware ScanIP on CE-märgisega toode

UDI-kood: (01) 00863520000338

Praegune saadavus CE-märgisega tootena

Kui soovite lisateavet tarkvara Simpleware ScanIP saadavuse kohta CE-märgistatud tootena oma riigis, võtke ühendust aadressil simpleware@synopsys.com.